



SILVERCREST®



www.lidl-service.com



SHIATSU MASSAGE CUSHION SSM 141 C3

(GB) (IE)

SHIATSU MASSAGE CUSHION

Operation and Safety Notes

(DE) (AT) (CH)


SHIATSU-MASSAGEKISSEN

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 93137

(GB) (IE)





GB IE



Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

GB / IE	Operation and Safety Notes	Page	5
DE / AT / CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	13



**A****B****C****D****E**



Introduction

Intended use	Page 6
Description of parts	Page 7
Scope of delivery	Page 7
Technical Data	Page 7

Important safety instructions	Page 7
--	--------

Bringing into service / operation	Page 9
--	--------

Troubleshooting	Page 9
------------------------------	--------

Cleaning and Care	Page 9
--------------------------------	--------

Storage	Page 10
----------------------	---------

Disposal	Page 10
-----------------------	---------

Warranty / Service centre	Page 10
--	---------

Declaration of conformity	Page 11
--	---------

The following pictograms are used in these operating instructions or on the shiatsu massage cushion:

	Read instruction manual!		Keep children away from the shiatsu massage cushion!
	Observe caution and safety notes!		Do not stick needles into it!
	Volt (AC)		Fire hazard!
	Watts (effective power)		The cover is machine-washable. Set the washing machine to a delicate wash cycle at 30 °C.
	Hertz (mains frequency)		Do not use bleach.
	Risk of burns! Warning - Hot surfaces.		Do not dry in a tumbler dryer.
	Caution – electric shock! Danger to life!		Do not iron.
	Safety class II		Do not dry clean.
	Risk of loss of life by electric shock from damaged mains power cable or mains plug!		Dispose of the packaging and the shiatsu massage cushion in an environmentally friendly manner!

Shiatsu Massage Cushion

● Introduction



We congratulate you on the purchase of your new device. You have chosen a high quality product. Please make yourself familiar with the shiatsu massage cushion before preparing it for use or using it for the first time. Please read the following operating instructions and the important safety instructions carefully. Use the shiatsu massage cushion only as described and for the indicated purposes. Keep these instructions in a safe place. If you pass the shiatsu massage cushion on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation.

● Intended use

This shiatsu massage cushion is intended for massaging the human body. It can be used to massage to specific areas of the body. The shiatsu massage cushion is only for private use; it is not intended for medical or commercial purposes and is no substitute for medical treatment. In particular it must not be used to massage babies, infants, helpless persons, or animals. The shiatsu massage cushion is only suitable for use in dry indoor locations. Any other form of use or any modifications to the shiatsu massage cushion are not permitted and may result in injury and/or damage to the cushion. The manufacturer accepts no liability for any damage caused by improper use. The shiatsu massage cushion is not intended to be used for commercial purposes.



Introduction / Important safety instructions

● Description of parts

- 1 On/Off switch
- 2 Clockwise and anti-clockwise rotation
- 3 Light and heat switch
- 4 4 Massage heads (of which 2 are heated and illuminated), rotating in pairs
- 5 Cover

● Scope of delivery

- 1 Shiatsu massage cushion
- 1 Plug-in mains adapter
- 1 Cover
- 1 Set of operating instructions

● Technical Data

Type:	SSM 141 C3
Mains adapter input:	100–240 V ~ 50/60 Hz 0.5 A
Mains adapter output:	12 V  12 W
Dimensions:	approx. 33 x 23 x 11 cm (L x W x D)
Protection class:	II / 

Manufacturer:

MGG Elektro GmbH
Königsbrücker Straße 61
01099 Dresden, Germany

IMPORTANT ADVICE – KEEP THIS SAFE FOR FUTURE USE!



Important safety instructions

Failure to comply with the following instructions can cause personal injury or material damage (electric shock, skin burns, fire). The following safety and hazard information is intended not only to protect your health and the health of others, but also protect the shiatsu massage cushion. Observe this safety advice. If you pass the shiatsu massage cushion on to anyone else, please pass on these operation instructions as well.

-  **⚠ WARNING! RISK OF FATAL INJURY AND ACCIDENT HAZARD FOR TODDLERS AND**

SMALL CHILDREN! Never leave children unattended with the packaging material. Danger of suffocation.

- **⚠ WARNING! DANGER OF ELECTRIC SHOCK!** Ensure that the shiatsu massage cushion, switch, mains adapter and lead do

not come into contact with water, steam or other liquids. Use the shiatsu massage cushion only in dry indoor environments (e.g. never in the bath, sauna). If a shiatsu massage cushion falls into water, do not attempt to pick it up. Pull the mains adapter out of the mains socket immediately. There is a risk of electric shock.

-  Do not use the mains power cable for purposes for which it was not intended, e.g. for hanging up the shiatsu massage cushion, carrying it or to pull the plug out of the mains socket. Do not allow the lead to become trapped, kinked or twisted. Keep the shiatsu massage cushion and mains power cable away from heat, oil and sharp edges. If the mains power cable is damaged or severed, do not touch the mains power cable, but pull the mains plug out of the mains socket immediately. Damaged or tangled mains power cables increase the risk of electric shock.

Important safety instructions

-  **DANGER OF ELECTRIC SHOCK!** Do not insert needles or pointed objects into the shiatsu massage cushion. There is a risk of electric shock.
- Operate the shiatsu massage cushion:
 - only with the supplied mains adapter and at the mains voltage indicated on the mains adapter and,
 - never operate it during a thunderstorm.

 **WARNING! DANGER OF ELECTRIC SHOCK AND INJURY!** Do not subject the shiatsu massage cushion to shock and do not drop it. Before every use, check the shiatsu massage cushion carefully for signs of wear and/or damage. Do not use it if you see signs of wear and tear or damage or if the shiatsu massage cushion has been used incorrectly and switch it off immediately in case of defects or malfunction. In this case, return it to the dealer before using it again. There is a danger of electric shock and injury.

-  **FIRE HAZARD!** Do not cover the shiatsu massage cushion during use (cushions, covers etc.). Never use the shiatsu massage cushion near petrol or other readily flammable substances.

-  Ask your doctor and, if relevant, the manufacturer of your heart pacemaker before you use this shiatsu massage cushion. Under certain circumstances, the electrical and magnetic fields emitted from the shiatsu massage cushion could interfere with the proper functioning of your heart pacemaker. However, the parameters of the fields do not exceed the permitted limits.

 **WARNING!** Do not use the shiatsu massage cushion for massaging around the heart if you have a heart pacemaker. Otherwise there is a danger to life!

-  **CAUTION! INJURY HAZARD!** Children or persons lacking knowledge or experience in handling the shiatsu massage cushion or with limited physical, sensory or mental abilities must not use the cushion without supervision or instruction by a person responsible for their safety. Children

must never be allowed to play with the shiatsu massage cushion. Risk of injury.

-  **CAUTION! INJURY HAZARD!** Do not use this shiatsu massage cushion on helpless people, on children, or people who are insensitive to heat (e.g. diabetics, people whose skin is affected by illness or who have scarred skin in the area where the heat will be applied) or animals. Do not use the shiatsu massage cushion during pregnancy, after taking painkilling medication or alcohol. Risk of injury.

-  Take care that you do not fall asleep while the shiatsu massage cushion is in operation. There is a risk of receiving skin burns. Do not use the shiatsu massage cushion while driving.

-  **RISK OF BURNS!** The surface of the device becomes hot during operation. People who are insensitive to heat must be careful while using the device. There is a risk of receiving skin burns.

- Do not use the shiatsu massage cushion on swollen, burned, inflamed, diseased or injured parts or regions of the body or areas of skin. Risk of injury. If you are in doubt, seek medical advice before using the device, in particular:
 - if you suffer from a serious illness or have had an operation on the upper part of your body,
 - if you have a heart pacemaker, implant or other medical device,
 - if you are suffering from thrombosis,
 - if you suffer from pains with an undiagnosed cause.

-  **CAUTION! RISK OF SHEARING OR CRUSHING INJURY!** Ensure that your fingers or other body parts do not get themselves between the rotating massage heads .

- The shiatsu massage cushion must not be used on the face (e.g. eyes), on the larynx, the feet or other sensitive body parts. Risk of injury.
- Repairs may only be carried out only by qualified specialist personnel or in a workshop approved by the manufacturer. Unsatisfactory repairs can lead to considerable danger for the user.



Bringing into service / operation / Troubleshooting / Cleaning and Care

● Bringing into service / operation

-  Do not open the zip fastener on the shiatsu massage cushion. It is provided for reasons connected with the manufacturing process only.
Note: The shiatsu massage cushion may give off an odour of plastic on first use. This odour will cease to develop after a short while.
Note: Use the shiatsu massage device for a maximum of 15 minutes. Longer use may lead to over-stimulation and hence tension in the muscles.
- Insert the connector plug into the socket in the massage device. Position the lead to avoid creating a trip hazard.
- If necessary pull the cover  over the shiatsu massage cushion.
Note: The shiatsu massage device can be used with or without a cover .
- Position the shiatsu massage cushion on the place you would like to have massaged e.g.:
 - upper back (see fig. C)
 - lower back (see fig. D)
 - legs (see fig. E).
- Switch on the shiatsu massage cushion with the On/Off switch .
- Move the On / Off switch  up or down to set the massage direction of the Shiatsu-heads: Up for anti-clockwise rotation and down for clockwise rotation.
- You can switch the light and heat function on or off with the light and heat switch .
The light and heat switch  can be activated during the massage operation as well as when the cushion is switched off. However, the illumination and heating function is only available during the massage operation.
Note: Two of the massage heads  are heated and illuminated during use.
- Press the body part carefully against the shiatsu massage cushion and gradually shift your weight towards the device.
Note: Do not lie, sit and stand with your full weight on the moving parts of the shiatsu massage cushion and do not place any objects on the cushion.

Note: Ensure that you are experiencing the massage as pleasant and relaxing. If necessary, vary the pressure and / or your position. Stop the massage at once if it is painful or unpleasant.

- Switch on the shiatsu massage cushion with the On/Off switch .

● Troubleshooting

- Problem
- Cause
- ◎ Rectification
- Massage heads rotate slower and slower
- Too much pressure on massage heads
- ◎ Reduce pressure on massage heads
- Massage heads do not move
- Device is not connected to the mains supply
- ◎ Insert the plug-in mains adapter and switch on the device.

Note: Contact your specialist dealer or the service address if your shiatsu massage cushion is still not functioning properly.

● Cleaning and Care

-  **⚠ WARNING! DANGER TO LIFE BY ELECTRIC SHOCK!** Always pull the plug-in mains adapter from the mains socket before cleaning the shiatsu massage cushion. Otherwise there is a risk of electric shock.
-  **DANGER OF ELECTRIC SHOCK!** Ensure that the shiatsu massage cushion is completely dry before you connect the plug-in mains adapter to the cushion. Otherwise there is a risk of electric shock.
-  **CAUTION! DANGER OF MATERIAL DAMAGE!** Do not use chemical cleaners or scouring agents for cleaning the shiatsu massage cushion. It may otherwise be damaged.

- Clean the shiatsu massage cushion only in the manner indicated. Under no circumstances must any liquid be allowed to enter the shiatsu massage cushion or the accessories.
- Small stains can be removed with a cloth or moist sponge and if necessary with a little mild detergent. Do not use solvent-containing cleaners.
-  Clean the cover  in accordance with the cleaning symbols on the label. It is machine-washable. Set the washing machine to a delicate wash cycle at 30 °C.
- Use a mild detergent at the dose recommended by the manufacturer.

Note: Non-observance of the following warnings may damage the shiatsu massage cushion.

-  Do not use bleach. Do not use any cleaning agents containing bleach (such as heavy duty detergents).
-  Do not dry in a tumbler dryer.
-  Do not iron.
-  Do not dry clean.

● Storage

-  **RISK OF DAMAGE TO THE PRODUCT OR PROPERTY!** Let the shiatsu massage cushion cool before putting it away. Otherwise material damage could occur.
-  **RISK OF DAMAGE TO THE PRODUCT OR PROPERTY!** To prevent the shiatsu massage cushion from becoming sharply creased, do not place other objects on top of the cushion when it is stored. Otherwise material damage could occur.
- If you do not intend to use the shiatsu massage cushion for any length of time, store it in the

original packaging in a dry environment and without weighing it down.

● Disposal



The packaging and packaging material consist of environmentally friendly materials. They can be disposed of at your local recycling facility.



Do not dispose of electrical equipment in the household waste!

In accordance with European Directive 2002 / 96 / EC for waste electrical and electronic equipment and its transposition into national legislation, worn out electrical devices must be collected separately and taken for environmentally compatible recycling.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn out shiatsu massage cushion.

● Warranty / Service centre

We provide a 3-year warranty covering faults in materials or manufacture of the shiatsu massage cushion from the purchase date.

The warranty does not cover:

- Damage resulting from improper use.
- For wear parts.
- For defects that were known to the customer at the time of purchase.
- Damage for which the customer was responsible.

This warranty does not affect the customer's legal rights.

The customer must provide proof of purchase in order for any warranty claims within the warranty period to be honoured. Claims under the warranty are honoured by



Warranty / Service centre / Declaration of conformity

MGG Elektro GmbH-Service
c/o Dachser GmbH & Co.KG
Thomas-Dachser-Str. 1
89129 Langenau, Germany,

for a period of 3 years after the date of purchase.

In the event of a warranty claim, the customer has the right to have the goods repaired by our own workshop or a workshop authorised by us. The shiatsu massage cushion must not be opened for any reason. Opening or modifying the cushion invalidates the warranty. This warranty does not grant any additional rights to the customer. Complaints are often initiated by difficulties encountered during use. Many of these complaints can be resolved by telephone or email. Please contact our Service Hotline in the first instance, before you return the shiatsu massage cushion to the manufacturer.

IAN 93137

GB

☎ 02030 249 050

IE

☎ 0152 451 32

● Declaration of conformity **CE**

This shiatsu massage cushion complies with the requirements of the relevant European and national guidelines. This is confirmed by the CE mark. The relevant declarations are held by the manufacturer.

CE



Einleitung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	Seite 14
Teilebeschreibung.....	Seite 15
Lieferumfang.....	Seite 15
Technische Daten.....	Seite 15

Wichtige Sicherheitshinweise.....	Seite 15
--	-----------------

Inbetriebnahme / Bedienung.....	Seite 17
--	-----------------

Problembehebung.....	Seite 17
-----------------------------	-----------------

Reinigung und Pflege.....	Seite 18
----------------------------------	-----------------

Lagerung.....	Seite 18
----------------------	-----------------

Entsorgung.....	Seite 18
------------------------	-----------------

Garantie / Service.....	Seite 19
--------------------------------	-----------------

Konformitätserklärung.....	Seite 19
-----------------------------------	-----------------

In dieser Bedienungsanleitung / am Shiatsu-Massagekissen werden folgende Piktogramme verwendet:

	Bedienungsanleitung lesen!		Kinder vom Shiatsu-Massagekissen fernhalten!
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!		Keine Nadeln hineinstechen!
	Volt (Wechselspannung)		Brandgefahr!
	Watt (Wirkleistung)		Der Bezug ist maschinenwaschbar. Stellen Sie die Waschmaschine auf einen Schonwaschgang bei 30 °C ein.
	Hertz (Frequenz)		Nicht bleichen.
	Verbrennungsgefahr! Warnung vor heißen Oberflächen.		Nicht im Wäschetrockner trocknen.
	Vorsicht vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!		Nicht bügeln.
	Schutzklasse II		Nicht chemisch reinigen.
	Lebensgefahr durch elektrischen Schlag bei beschädigter Netzan- schlussleitung oder Netzstecker!		Verpackung und Shiatsu-Massagekissen umweltgerecht entsorgen!

Shiatsu-Massagekissen

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.

Machen Sie sich vor der Inbetriebnahme und dem ersten Gebrauch mit dem Shiatsu-Massagekissen vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die wichtigen Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Shiatsu-Massagekissen nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Shiatsu-Massagekissens an Dritte ebenfalls mit aus.

● Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Shiatsu-Massagekissen ist zur Massage des menschlichen Körpers bestimmt. Sie können damit gezielt Körperpartien massieren. Das Shiatsu-Massagekissen ist nur zur Eigenanwendung, nicht für den medizinischen oder kommerziellen Gebrauch vorgesehen und kann nicht eine ärztliche Behandlung ersetzen. Es dürfen insbesondere keine Säuglinge, Kleinkinder oder hilflose Personen und keine Tiere massiert werden. Das Shiatsu-Massagekissen ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen bestimmt. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Shiatsu-Massagekissens ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und / oder Beschädigungen des Shiatsu-Massagekissens führen. Für Schäden, deren Ursachen in bestimmungswidriger Anwendung liegen, übernimmt der



Einleitung / Wichtige Sicherheitshinweise

Hersteller keine Haftung. Das Shiatsu-Massagekissen ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

● Teilebeschreibung

- 1 Ein- / Aus-Schalter
- 2 Links- und Rechtslauf
- 3 Licht- und Wärmeschalter
- 4 4 Massageköpfe (davon 2 beheizt und beleuchtet), paarweise rotierend
- 5 Bezug

● Lieferumfang

- 1 Shiatsu-Massagekissen
- 1 Steckernetzteil
- 1 Bezug
- 1 Bedienungsanleitung

● Technische Daten

Typ:	SSM 141 C3
Netzteileingang:	100-240V~ 50/60Hz 0,5 A
Netzteilausgang:	12V $\overline{\text{---}}$ 12 W
Abmessungen:	ca. 33 x 23 x 11 cm (L x B x T)
Schutzklasse:	II /

Hersteller:

MGG Elektro GmbH
Königsbrücker Straße 61
01099 Dresden, Germany

WICHTIGE HINWEISE – FÜR SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN!



Wichtige Sicherheitshinweise

Ein Nichtbeachten der nachfolgenden Hinweise kann Personen- oder Sachschäden (elektrischer Schlag, Hautverbrennung, Brand) verursachen. Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur zum Schutz Ihrer Gesundheit bzw. der Gesundheit Dritter, sondern auch zum Schutz des Shiatsu-Massagekissens. Beachten Sie daher diese Sicherheitshinweise und übergeben Sie diese Anleitung bei Weitergabe des Shiatsu-Massagekissens.

-  **⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem

Verpackungsmaterial. Es besteht Ersticken-gefahr.

⚠️ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Stellen Sie sicher, dass das Shiatsu-Massagekissen, der Schalter, das Netzteil und die Anschlussleitung nicht mit Wasser, Dampf oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Benutzen Sie das Shiatsu-Massagekissen deshalb nur in trockenen Innenräumen (z.B. nie in der Badewanne, Sauna). Greifen Sie keinesfalls nach einem Shiatsu-Massagekissen, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort das Steckernetzteil aus der Steckdose. Es besteht Stromschlaggefahr.

-  Zweckenfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Shiatsu-Massagekissen zu tragen, aufzuhängen oder um



das Steckernetzteil aus der Steckdose zu ziehen. Anschlussleitung nicht einklemmen, knicken oder drehen. Halten Sie das Shiatsu-Massagekissen und Anschlussleitung fern von Hitze, Öl und scharfen Kanten. Wird die Anschlussleitung beschädigt oder durchtrennt, berühren Sie die Anschlussleitung nicht, sondern ziehen Sie sofort das Steckernetzteil aus der Steckdose. Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

-  **STROMSCHLAGGEFAHR!** Stecken Sie keine Nadeln oder spitze Gegenstände in das Shiatsu-Massagekissen. Es besteht Stromschlaggefahr.
- Betreiben Sie das Shiatsu-Massagekissen:
 - nur mit dem mitgelieferten Netzteil und an der auf dem Netzteil angegebenen Netzspannung,
 - nicht während eines Gewitters.

A WARNUNG! STROMSCHLAG- UND VERLETZUNGSGEFAHR! Setzen Sie das Shiatsu-Massagekissen keinen Stößen aus und lassen Sie es nicht fallen. Überprüfen Sie das Shiatsu-Massagekissen, Netzteil und dessen Leitung vor jeder Anwendung sorgfältig, ob es Anzeichen von Abnutzung und/oder Beschädigung aufweist. Nehmen Sie es nicht in Betrieb, wenn Sie Abnutzungen oder Beschädigungen feststellen oder wenn das Shiatsu-Massagekissen unsachgemäß gebraucht wurde und schalten Sie es im Falle von Defekten oder Betriebsstörungen sofort aus. Geben Sie es in diesem Fall vor erneutem Gebrauch zum Händler zurück. Es besteht Stromschlag- und Verletzungsgefahr.

-  **BRANDGEFAHR!** Decken Sie das Shiatsu-Massagekissen während der Verwendung nicht ab (Kissen, Decke etc.). Verwenden Sie das Shiatsu-Massagekissen nie in der Nähe von Benzin oder anderen leicht entflammaren Stoffen.
-  Befragen Sie Ihren Arzt und den Hersteller Ihres Herzschrittmachers, bevor Sie dieses Shiatsu-Massagegerät verwenden. Die von diesem Shiatsu-Massagekissen ausgehenden elektrischen und magnetischen Felder können unter Umständen die Funktion Ihres Herzschrittmachers stören. Sie liegen jedoch unter den Grenzwerten.

A WARNUNG! Verwenden Sie das Shiatsu-Massagekissen nicht für Massagen im Herzbereich, wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen. Andernfalls besteht Lebensgefahr.

-  **VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!** Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang mit dem Shiatsu-Massagekissen mangelt, oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen das Shiatsu-Massagekissen nicht ohne Aufsicht oder Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Shiatsu-Massagekissen spielen. Es besteht Verletzungsgefahr.

-  **VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!** Verwenden Sie dieses Shiatsu-Massagekissen nicht bei Hilflosen, Kindern, wärmeunempfindlichen Personen (z.B. Diabetikern, Personen mit krankheitsbedingten Hautveränderungen oder vernarbten Hautarealen im Anwendungsgebiet) oder Tieren. Verwenden Sie das Shiatsu-Massagekissen nicht in der Schwangerschaft, nach der Einnahme von schmerzlindernden Medikamenten oder Alkohol. Es besteht Verletzungsgefahr.

-  Achten Sie darauf, dass Sie nicht einschlafen, während das Shiatsu-Massagekissen in Betrieb ist. Es besteht die Gefahr von Hautverbrennung. Verwenden Sie das Shiatsu-Massagekissen nicht im Kraftfahrzeug.

-  **VERBRENNUNGSGEFAHR!** Das Gerät hat während des Betriebs eine heiße Oberfläche. Personen, die gegen Hitze unempfindlich sind, müssen bei Gebrauch des Geräts vorsichtig sein. Es besteht die Gefahr von Hautverbrennung.
- Verwenden Sie das Shiatsu-Massagekissen nicht auf geschwollenen, verbrannten, entzündeten, erkrankten oder verletzten Haut- und Körperteilen und -regionen. Es besteht Verletzungsgefahr. Holen Sie im Zweifelsfall vor der Anwendung ärztlichen Rat ein, vor allem:
 - wenn Sie an einer schweren Krankheit leiden



Wichtige Sicherheitshinweise / Inbetriebnahme / Bedienung / Problembehebung

oder eine Operation am Oberkörper hinter sich haben,

- wenn Sie einen Herzschrittmacher, Implantate oder andere Hilfsmittel tragen,
- bei Thrombosen,
- bei Schmerzen ungeklärter Ursache.

-  **VORSICHT! QUETSCHGEFAHR!**
Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit den Fingern oder anderen Körperteilen zwischen die rotierenden Massageköpfe  geraten.

- Das Shiatsu-Massagekissen darf nicht im Gesicht (z.B. Augen), auf dem Kehlkopf, den Füßen oder anderen empfindlichen Körperpartien eingesetzt werden. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Reparaturen dürfen nur von Fachkräften oder in einer vom Hersteller anerkannten Reparaturwerkstatt durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

● Inbetriebnahme / Bedienung

-  Der Reißverschluss am Shiatsu-Massagekissen darf nicht geöffnet werden, da er nur aus produktionstechnischen Gründen vorhanden ist.
Hinweis: Beim ersten Gebrauch kann das Shiatsu-Massagekissen einen Geruch nach Kunststoff entwickeln, der sich jedoch nach kurzer Zeit verliert.
Hinweis: Verwenden Sie das Shiatsu-Massagekissen maximal 15 Minuten. Eine längere Massage kann durch Überstimulation der Muskeln zu Verspannungen führen.
- Stecken Sie den Anschlussstecker in die Buchse im Shiatsu-Massagekissen. Verlegen Sie das Kabel stolpersicher.
- Ziehen Sie ggf. den Bezug  über das Shiatsu-Massagekissen.
Hinweis: Das Shiatsu-Massagekissen kann mit und ohne Bezug  verwendet werden.
- Positionieren Sie das Shiatsu-Massagekissen an der Stelle, die massiert werden soll z.B.:
 - oberer Rückenbereich (siehe Abb. C)

- unterer Rückenbereich (siehe Abb. D)
- Beine (siehe Abb. E).

- Schalten Sie das Shiatsu-Massagekissen mit dem Ein- / Aus-Schalter  ein.
- Schieben Sie den Ein- / Aus-Schalter  nach oben oder nach unten, um die Massagerichtung der Shiatsu-Köpfe einzustellen: nach oben Linkslauf, nach unten Rechtslauf.
- Mit dem Licht- und Wärmeschalter  können Sie die Licht- und Wärmefunktion ein- bzw. ausschalten.

Der Licht- und Wärmeschalter  kann sowohl während des Massagebetriebes als auch im ausgeschalteten Zustand betätigt werden. Die Licht- und Wärmefunktion steht jedoch nur im Massagebetrieb zur Verfügung.

Hinweis: Zwei der Massageköpfe  sind während der Anwendung beheizt und beleuchtet.

- Drücken Sie die Körperpartie vorsichtig gegen das Shiatsu-Massagekissen und verlagern Sie dann Ihr Gewicht nach und nach auf bzw. gegen das Gerät.

Hinweis: Legen, setzen oder stellen Sie sich nicht mit vollem Gewicht auf die beweglichen Teile des Shiatsu-Massagekissens und stellen Sie keine Gegenstände auf dem Shiatsu-Massagekissen ab.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie die Massage als angenehm und entspannend empfinden. Variieren Sie ggf. den Druck und / oder Ihre Position. Brechen Sie die Massage sofort ab, wenn sie schmerzhaft oder unangenehm ist.

- Schalten Sie das Shiatsu-Massagekissen nach dem Gebrauch mit dem Ein / Aus-Schalter  aus.

● Problembehebung

- Problem
- Ursache
- ◎ Behebung





Problembehebung / Reinigung und Pflege / Lagerung / Entsorgung

- Massageköpfe rotieren langsamer
- Druck auf Massageköpfe ist zu groß
- ◎ Massageköpfe entlasten

- Massageköpfe bewegen sich nicht
- Gerät ist nicht am Stromnetz angeschlossen
- ◎ Steckernetzteil einstecken und Gerät einschalten.

Hinweis: Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an die Serviceadresse, falls das Shiatsu-Massagekissen dennoch nicht ordnungsgemäß funktioniert.

● Reinigung und Pflege

-  **⚠️ WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!** Ziehen Sie vor der Reinigung des Shiatsu-Massagekissens stets das Steckernetzteil aus der Steckdose. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
-  **STROMSCHLAGEGEFAHR!** Verbinden Sie das Steckernetzteil erst wieder mit dem Shiatsu-Massagekissen, wenn es vollständig trocken ist. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
-  **VORSICHT! GEFAHR DER SACHBESCHÄDIGUNG!** Verwenden Sie zur Reinigung des Shiatsu-Massagekissens keine chemischen Reiniger oder Scheuermittel. Andernfalls kann es beschädigt werden.
- Reinigen Sie das Shiatsu-Massagekissen nur in der angegebenen Weise. Es darf keinesfalls Flüssigkeit in das Shiatsu-Massagekissen oder das Zubehör eindringen.
- Kleinere Flecken können mit einem Tuch oder feuchten Schwamm und eventuell etwas flüssigem Feinwaschmittel entfernt werden. Verwenden Sie keine Lösungsmittelhaltigen Reiniger.
-  Reinigen Sie den Bezug  gemäß den Reinigungssymbolen auf dem Etikett. Er ist maschinenwaschbar. Stellen Sie die Waschmaschine auf einen Schonwaschgang bei 30 °C ein.

- Benutzen Sie ein Feinwaschmittel und dosieren Sie es nach Angaben des Herstellers.

Hinweis: Bei Nichtbeachtung der folgenden Warnhinweise kann das Shiatsu-Massagekissen beschädigt werden.

-  Nicht bleichen. Verwenden Sie auch keine bleichmittelhaltigen Waschmittel (wie z.B. Vollwaschmittel).
-  Nicht im Wäschetrockner trocknen.
-  Nicht bügeln.
-  Nicht chemisch reinigen.

● Lagerung

-  **GEFAHR DER SACHBESCHÄDIGUNG!** Lassen Sie das Shiatsu-Massagekissen vor der Lagerung abkühlen. Andernfalls kann Sachbeschädigung die Folge sein.
-  **GEFAHR DER SACHBESCHÄDIGUNG!** Legen Sie während der Lagerung keine Gegenstände auf dem Shiatsu-Massagekissen ab, um zu vermeiden, dass das Shiatsu-Massagekissen scharf geknickt wird. Andernfalls kann Sachbeschädigung die Folge sein.
- Lagern Sie das Shiatsu-Massagekissen in der Originalverpackung in trockener Umgebung und ohne Beschwerung, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.

● Entsorgung

-  Die Verpackung und das Verpackungsmaterial bestehen aus umweltfreundlichen Materialien. Sie können in den örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden.



Entsorgung / Garantie / Service / Konformitätserklärung



Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!

Gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Shiatsu-Massagekissens erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

● Garantie / Service

Wir leisten 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Shiatsu-Massagekissens.

Die Garantie gilt nicht:

- Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen.
- Für Verschleißteile.
- Für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren.
- Bei Eigenverschulden des Kunden.

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen. Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 3 Jahren ab Kaufdatum gegenüber der

MGG Elektro GmbH-Service
c/o Dachser GmbH & Co.KG
Thomas-Dachser-Str. 1
89129 Langenau, Germany

geltend zu machen.

Der Kunde hat im Garantiefall das Recht zur Reparatur der Ware bei unseren eigenen oder bei von uns autorisierten Werkstätten. Das Shiatsu-Massagekissen aus keinem Grund öffnen – im Falle von

Öffnung oder Veränderung erlischt der Garantieanspruch. Weitergehende Rechte werden dem Kunden (aufgrund der Garantie) nicht eingeräumt. In vielen Fällen liegt der Grund für Reklamationen in Bedienungsfehlern. Diese könnten ohne Weiteres telefonisch oder per E-Mail behoben werden. Bitte wenden Sie sich an die für Sie eingerichtete Service-Hotline, bevor Sie das Shiatsu-Massagekissen beim Hersteller reklamieren.

IAN 93137

(DE)

☎ 02151 7809696

(AT)

☎ 01 206091047


(CH)

☎ 044 2001140

● Konformitätserklärung CE

Dieses Shiatsu-Massagekissen erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Dies wird durch CE-Kennzeichnung bestätigt. Entsprechende Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.







MGG Elektro GmbH-Service

c/o Dachser GmbH & Co.KG
Thomas-Dachser-Straße 1
D-89129 Langenau

Last Information Update · Stand der Informationen:
07/2013 · Ident.-No.: 750.250-0713-6

IAN 93137

6

